17_Analisi comparativa prezzo dei componenti necessari

Trasduttori Ecografici Miniaturizzati (3D Volumetrico)

L'imaging volumetrico 3D in tempo reale richiede trasduttori ultrasonici compatti ad alte prestazioni. Esistono varie tecnologie: array piezoelettrici tradizionali (1D o 2D), CMUT (capacitive micromachined) e pMUT (piezoelectric micromachined). Di seguito una matrice comparativa dei migliori componenti sul mercato globale (preferibilmente extra-USA) per questa categoria:

Trasduttore (Modello)	Produttore	Tecnologia & Specifiche Chiave	Costo (1-10 / 10-100 / 100+)	Pro	Contro	Compatibilità Eco3D
Vermon Matrix 3.5MHz 1024el <u>verasonics.com</u>	Vermon (Francia)	Array 2D 32×32 elementi (1024) – Frequenza centrale ~3.5 MHz, Banda >80%_verasonics.com. Pitch ~0,3 mm, apertura ~12×14 mm. Ideale per profondità intermedie.	~€10k (proto); ~€5k (lotto 10); ~€2k (100+) stima	Volumetria 3D real- time ultrarapidaverasonics.com. Elevata risoluzione spaziale (voxel ~0.3 mm). Tecnologia collaudata in ambito medicale (ricerca).	Costo elevato in prototipazione.* Richiede 256+ canali di eccitazione/acquisizione per piena utilità.• Ingombro ~1 cm²: non flessibile per superfici molto curve.	Integrazione: compatibile con sistemi di ricerca standard <u>verasonics.com</u> (es. Verasonics).• Footprint gestibile (1 cm²).• Latenza bassa se usato con beamformer dedicato (richiede FPGA/ASIC robusto).
Vermon Matrix 7.5MHz 1024elverasonics.com	Vermon (Francia)	Array 2D 32×32 elementi – Frequenza ~7.5 MHz, Banda >50%. Simile al modello 3.5MHz ma per imaging a risoluzione più fine e minor penetrazione.	~€10k (proto); ~€5k (10); ~€2k (100+) stima	Alta frequenza: migliore risoluzione (dettaglio). • Full matrix per imaging volumetrico ad alto frame- rate_verasonics.com	Penetrazione tessuti più limitata (adatta a strutture superficiali). Stesse sfide di costi e canali del modello 3.5MHz.	Ottima per Eco3D su distretti superficiali (es. muscoloscheletrico). Necessita elettronica di controllo ad alte prestazioni per gestire 1024 elementi simultanei.
Patch CMUT 16-tile (prototipo)	Imec (Belgio) / CEA-Leti (Francia) ricerca	Array CMUT MEMS multistatico: 16 tasselli di array 2D più piccoli. Operatività ampia banda (es. 2- 10 MHz). Miniaturizzazione spinta grazie a microfabbricazione MEMSyermon.comvermon.com.	€15k (proto custom); ~€8k (10); ~€3k (100+) <i>stima</i>	Ultrapiatto e integrabile in elettronica (chip MEMS) <u>vermon.com</u> . Niente ceramiche: semplifica assemblaggio e può ridurre costi in grandi volumi <u>vermon.com</u> . Ampia banda di frequenze, potenzialmente un'unica sonda per più applicazioni.	Tecnologie CMUT ancora meno mature sul mercato rispetto ai piezo tradizionali. Richiede polarizzazione ad alta tensione per funzionamento (circuiteria dedicata). Prestazioni cliniche reali da validare (rumore, sensibilità) rispetto a PZT.	In linea con la variante (i) del brevetto Eco3D (patch statiche CMUT) file-cvczt73dst2uoppzdic53f. Elevata compatibilità a livello di software beamforming (possono essere pilotate come array tradizionali). Footprint fisico minimo e potenziale integrazione diretta su PCB.
Array Lineare 128 elementi (es. OEM USB) <u>vermon.com</u>	Vermon (Francia)	Array lineare piezo 1D, ~128 elementi (convex o lineare a seconda della forma) integrato in sonda USB attiva. Frequenza tipica 5~10 MHz (lineare) o 2~5 MHz (convex). Elettronica integrata: 128 canali TX / 64 RX, FPGA di beamforming onprobe, consumo <6 Wyermon.com.	~€5k (proto devkit); ~€3k (10); ~€500 (100+) stima	Soluzione chiavi in mano: sonda plug&play con front-end e beamformer integrativermon.com. • Portabilità elevata: alimentabile a batteria, connessione USB-Cvermon.com. • Adatta a prototipazione rapida (SDK incluso).	Al momento limitata a 64 canali RX simultanei (utilizza sotto- campionamento o multiplexing). Risoluzione volumetrica ottenibile combinando più acquisizioni (non full 2D matrix). Costo non trascurabile per unità in piccola serie.	Compatibilità Eco3D molto buona: soluzione multi-sonda sincronizzabile (due moduli USB possono acquisire insieme). Software aperto (Pulsarus SDK) facilità integrazione con algoritmo Al Eco3D yermon.com. Footprint fisico standard probe; latenza ridotta grazie all'FPCA on-board (pre-elaborazione dati in probe).
Trasduttore Microconvesso 64 el (es. Shenzhen)	Geno or Dawei (Cina)	Sonda micro-convex portatile, ~64 elementi piezo, freq. 3.5 MHz (tipico per addome) o 5 MHz. Diametro trasduttore ridotto (~20 mm) per applicazioni portatili. Progettata per ultrasuoni palmari.	~€1k (proto acquisto unità); €300 (10); <€150 (100+)	Costo basso in volumi elevati (produttori cinesi OEM). Dimensioni compatte adatte a spazi ristretti (microconvex). Buona penetrazione (3–5 MHz).	Risoluzione inferiore rispetto a array ad alta densità (solo 64 elementi). • Richiede sistema di beamforming esterno (nessuna elettronica integrata). • Qualità costruttiva variabile; supporto software limitato (pensato per OEM).	• Integrabile nel progetto Eco3D come sonda a basso costo per scenari point-of-care. • Necessita interfacciamento con elettronica Eco3D (AFE & beamformer dedicatt). • Latenza dipende dall'unità di elaborazione esterna (nessun processamento on-probe).

Nota: Gli array full-matrix 2D (1024 elementi) offrono la massima qualità volumetrica, ma al prezzo di complessità e costo elevati. La soluzione brevettuale Eco3D esplora un compromesso: usare due sonde 2D mobili (lineari/convex convenzionali) con tracking per ricostruire il volumefile-cvczt73dst2uoppzdic53ffile-cvcz

Unità di Calcolo per Elaborazione 3D in Tempo Reale

L'elaborazione in tempo reale di immagini 3D Eco3D (fusione di due flussi ecografici + algoritmi Al di speckle reduction, super-risoluzione, riempimento voxelfile-cvczt73dst2uoppzdic53f) richiede notevole potenza di calcolo con latenza sub-secondo (<180 ms end-to-endfile-cvczt73dst2uoppzdic53f). Si considerano di seguito SoC e piattaforme embedded (ARM, GPU, FPGA, acceleratori) capaci di eseguire **beamforming, registrazione volumi e inferenza Al** in tempo reale, tenendo conto di potenza computazionale, consumi e integrabilità. Ecco una matrice comparativa dei migliori candidati:

Computing Unit	Produttore	Architettura & Prestazioni	Consumi	Costo (1 / 10 / 100+)	Pro	Contro	Co
NVIDIA Jetson AGX	NVIDIA (USA)	SoC ARM + GPU: 12× Cortex-	15-60 W	~\$2000 (1 kit); ~\$1200	Prestazioni leader: in grado	• Costo elevato (SoM ~	• h
Orinseeedstudio.com		A78AE @2 GHz + GPU Ampere	(scalabile)	(10); ~\$900	di ricostruire volumi 3D	\$900 in	su
		1792 core. Al ~200-		(100+)seeedstudio.com	complessi e far girare modelli Al	1000u)seeedstudio.com;	im
		275 TOPS (INT8) seeedstudio.com.			avanzati in <200 ms. • SDK	Dev kit	со
		32-64 GB RAM. Interfacce I/O			software maturo (NVIDIA CUDA,	~€2000.seeedstudio.com•	(CI
		ricche (PCIe, CSI, Ethernet).			TensorRT, cuDNN) con ampio	Origine USA (preferenza di	vo
					supporto librerie Al.•	evitarlo, ma difficile	Fo
					Molte interfacce per	eguagliarne le	со
						prestazioni).• Consumo al	~10

					integrazione di sonde, display AR, network.	max ~50 W: gestione termica impegnativa (richiede ventola/dissipatore).	ne bo gra ac (in ret
Rockchip RK3588 Board <u>cnx-</u> software.com	Rockchip (Cina)	SoC ARM octa-core: 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55 @2.4 GHz. GPU Mali-G610 MP4. NPU 6 TOPS INT8 integratowiki.friendlyelec.comcnx-software.com. Supporta fino 32 GB RAM, video 8K. Typically on SBC (Radxa, Orange Pi, ecc.).	5-15 W	~\$200 (1 SBC); ~\$120 (10); ~\$50 (100+)	Bilanciato e conveniente: buona potenza Al (6 TOPS)wiki.friendlyelec.com e CPU multi-core robusta, a costo molto inferiore a soluzioni Nvidia. • Extra-USA: design cinese, ampia disponibilità su mercati globali. • SBC complete disponibili (porte USB, HDMI, Wi-Fi) facilitano sviluppo.	Potenza Al inferiore (6 TOPS) rispetto a GPU dedicate – sufficiente per modelli medio-piccoli, ma potrebbe faticare con reti pesanti per super- risoluzione. Ecosistema software meno maturo per Al (SDK Rockchip/rknn meno diffusi). GPU Mali meno ottimizzata per calcoli GPGPU rispetto a CUDA.	• (CEC add gli rie (es For Ra (8s ne Laris ela ma ott ~5 leg
AMD Xilinx Zynq UltraScale+	AMD-Xilinx (USA)	MPSoC FPGA+ARM: fino a quad Cortex-A53 + dual R5 + FPGA fabric (fino a ~600k log. cells e migliala di DSP)iveia.com. Variante EV include GPU Mali-400. Permette accelerazioni custom (logica programmabile) e co- processori AI (es. DPU IP).	5–15 W (dipende da device)	~\$2000 (board); ~\$1000 (10); ~\$500 (100+) chip stima	Deterministico e low-latency: FPGA consente pipeline parallele per beamforming e fusione dati in microsecondi. • Flessibilità: logica riconfigurabile per implementare in hardware operatori Al chiave o filtri custom (IEC 62304 compliance più agevole per funzioni safety- critical). • Buona capacità I/O ad alta velocità (JESD204, MIPI, ecc. per collegare front-end ultrasuono) prinewswire.com.	Programmazione complessa: sviluppo VHDL/Verilog o utilizzo di tool high-level (Vitis) richiesto – maggior tempo di sviluppo rispetto a GPU.• Costo elevato per chip ad alte prestazioni; FPGA di fascia alta >\$1000 cad.mouser.com a piccoli lotti.• Prestazione Al inferiore in assenza di acceleratori dedicati – salvo uso IP core (DPU) che comunque offrono decine di TOPS, non centinaia.	ne di i tim co Fo mc Ult ~8 di i mp be Al lati co
Hailo-8 + Microcontrollore <u>waveshare.com</u>	Hailo (Israele) + (es. STMicro)	Acceleratore Al edge: Hailo-8 M.2 modulare, 26 TOPS a soli 2.5 Wwaveshare.com (8.5 W max). Da accoppiare a host modesto (es. MCU/SoC dual-core) via PCIe. Un MCU/SoC (es. STM32MP1 o NXP I.MX) gestisce I/O e pre-elaborazione, delegando le reti neurali al coprocessore Hailo.	~3-8 W	~\$300 (Hailo mod 1u); ~\$200 (10); ~\$100 (100+) accel+\$20 MCU (1u); \$10 (100)	Efficienza energetica eccezionale: 26 TOPS @ 2.5 W tipicowaveshare.com – adatto ad alimentazione a batteria prolungata. • Compatibilità non-USA: Halio (Israele) con supporto per ambienti ARM/Linux. SDK dedicato per inferenza (HailoRT). • Consente architettura distribuita: MCU gestisce ultrasuoni, Hailo si occupa di Al heavy-duty (speckle reduction Al, ecc.).	Soluzione più complessa (due componenti da integrare: MCU + modulo M.2). Limitato alla sola inferenza DNN – il MCU host deve comunque eseguire il resto (fusioni, visualizzazione) ed essere programmato ad hoc. • Throudphu 26 TOPS ottimale per reti CNN standard, ma meno adatto per elaborazioni non-ML (dove FPGA/GPU sarebbero più flessibili).	mc pa spine po mc fac MC un Nu Lat acome mc di ti PC
Huawei Ascend 310 (Atlas)	Huawei (Cina)	SoC Al dedicato: Ascend 310 offre ~16 TOPS (INT8) / 8 TFLOPS (FP16). Integrazione su moduli Atlas con CPU ARM dual- core per gestione. Ottimizzato per visione artificiale e DNN inferencing.	~8~15 W	~\$600 (Atlas devkit 1u); ~\$300 (10); ~\$150 (100+) stima	• Extra-USA: tecnologia cinese avanzata, evita restrizioni export. • Buone prestazioni in Al vision; ottimizzata per reti CNN comuni. • Toolchain disponibile (MindStudio, ACL) e framework Al supportati (TensorFlow, Caffe, ecc.).	Meno flessibile: non è un'applicazione general-purpose completa (serve comunque host o utilizzare i core ARM integrati solo per controllo di base). Community e supporto minori rispetto a NVIDIA; documentazione in cinese/inglese tecnico. Disponibilità globale variabile (soggetta a restrizioni commerciali).	o coinf o coin

Nota: La scelta dell'unità di calcolo dipende dal **trade-off** tra performance e consumo/costo. Soluzioni come **Jetson AGX Orin** garantiscono un'ampia **margine di calcolo** per gestire anche futuri algoritmi più pesanti, semplificando lo sviluppo grazie a librerie mature – di contro aumentano costi e consumi. Alternative come **RK3588** o **acceleratori Hailo/Ascend** riducono significativamente costo e energia, ma richiedono maggiore ottimizzazione software per rispettare i requisiti di frame-rate e latenza. Nel contesto Eco3D (dispositivo portatile alimentato a batteria), l'efficienza è cruciale: una possibile architettura è **ibrida**, combinando un SoC ARM con un acceleratore Al specializzato per ottenere sia controllo real-time deterministico (sensor fusion, beamforming base) sia potenza di calcolo neurale elevata a consumo contenuto.

Moduli IMU e Tracking del Movimento

Per registrare il movimento relativo delle sonde Eco3D durante l'acquisizione, occorrono sensori di posizione/orientamento miniaturizzati ad alta precisione. La soluzione principale è integrare un'IMU a 6 o 9 assi su ciascuna sonda (accelerometro + giroscopio, opzionale magnetometro), combinata con tecniche di sensor fusion. In aggiunta, per scenari avanzati (es. tracking di aghi o marker ottici), possono essere considerati tracker ottici o magnetici. La matrice seguente confronta i moduli IMU/tracking più indicati, con enfasi su componenti disponibili globalmente (EU/Asia):

Modulo IMU/Tracker	Produttore	Specifiche Chiave	Prezzo (1 / 10 / 100+)	Pro	Contro	Compatibilità Eco3D
ST LSM6DSOX + LIS3MDL	STMicro (Europa)	IMU 6D + Magnetometro: LSM6DSOX (acc+gyro 3D, ±16 g/±2000 °/s, fino 6.6 kHz odr) abbinato a LIS3MDL (mag 3D ±16 gauss). Package mini (<3x3 mm ciascuno). Consumo ~0.6 mA @ 104 Hz.	~\$5 (1); \$3 (10); <\$1.5 (100+)	Miniaturizzato: componenti MEMS ultracompatti facilmente integrabili on-probe. • Basso consumo, ideale per uso continuo su batteria. • Buona documentazione e supporto; ampiamente usati (affidabilità).	Necessità di calibrazione magnetometro frequente (influssi locali). Accuratezza inertiale- only limitata: drift giroscopio (~10 °/min) richiede correzione periodica (es. via ultrasuoni Tof, magneto). Range temperatura limitato ~ (~40/+85 °C) – sufficiente per uso medicale, ma prestazioni possono variare con T°.	Già previsto dal brevetto l'uso di dati inerziali "on-probe"file-cvczt73dst2uoppzdic53f – questi componenti soddisfano il requisito. • Integração semplice con microcontrollori Eco3D (interfaccia l²C/SPI standard). • Latenza minima (dati a 1 kHz se necessario); fusione IMU-ultrasuono fattibile in real-time sul SoC.
TDK InvenSense ICM- 20948	TDK (Giappone)	IMU 9 assi: 3-ax acc + 3-ax gyro + 3-ax magnetometro integrato. FSR tipici ±16 g, ±2000 °/s. Filtro digitale e DMP (Digital Motion Processor) on-chip per fusione basica. Package 3×3 mm.	~\$10 (1); ~\$6 (10); ~\$3 (100)	Soluzione tutto-in-uno: 9 gradi di libertà in un singolo chip MEMS <u>revrobotics.com.</u> DMP integrato alleggerisce l'elaborazione sul MCU (può fornire quaternioni/fusi). Ampia adozione consumer (droni, VR) → dati di prestazione conosciuti.	Magnetometro integrato tende ad avere rumore più alto rispetto a unità discrete. DMP chiuso – flessibilità limitata se si vuole un proprio algoritmo di sensor fusion (comunque bypassabile leggendo sensori grezzi). Disponibilità: prodotto stabile ma con competitor più recenti (ICM-42688P senza mag).	Buona compatibilità: un solo package da montare in ciascuna sonda Eco3D, facilita cablaggio. Fornisce orientamento assoluto (via magnetometro) che può aiutare a vincolare la registrazione di due sonde tra loro. Latenza fusione on-chip ~10 ms, oppure grezzo a 1 kHz con latenza minima se fusione fatta sul SoC principale.
Bosch BNOO85 (9- DoF)	Bosch (Germania)	IMU 9DoF con fusione Al: evoluzione di BNO055revrobotics.com, integra acc+gyro+mag e microcontroller interno con algoritmo di orientamento (quaternion) e riconoscimento gesti. Uscita via UART/I²C con calcolo a bordo. Dim ~5.2×3.8 mm.	~\$15 (1); ~\$8 (10); ~\$5 (100)	Output ad alto livello: fornisce direttamente orientamento filtrato, riducendo sviluppo firmware. *Compensa errori tipici con calibrazioni dinamiche interne (Al stabilizer by Hillcrest).* Utilizzo semplice, driver disponibili (Arduino, etc.).	• Frequenza di output limitata (tip. 100 Hz quaternion) – sufficiente per tracking umano, ma al limite per sincronizzare impulsi US rapidissimi. • L'algoritmo interno è generico; in applicazioni specifiche (due sonde vicine) potrebbe non essere ottimale rispetto a una fusione custom. • Consumo più alto (~3 mA) dovuto al micro interno sempre attivo.	Integrare in Eco3D se si vuole accelerare lo sviluppo: offre orientamento pronto all'uso per allineare i volumi delle due sonde. Potrebbe necessitare affiancamento di misure a ultrasuoni (time-of-flight) per raggiungere precisione sub-millimetricafile: cvczt73dst2uoppzdic53f, data la deriva inerziale inevitabile. Latenza aggiuntiva modesta (10 ms); semplicità di interfacciamento l²C.
Analog Devices ADIS16470alibaba.com	Analog Dev. (USA)	IMU tattica 6DoF: modulo calibrato fabbrica con gyro bias stabilissimo. Range ±40 g, ±2000 °/s. Stabilità: bias gyro <10 °/h (l), ruomore angolare ~0.3 °/√h. Encapsulamento modulare 22×22 mm (include MEMS multipli compensati su temp.). Uscita SPI ad alta velocità.	~\$400 (1); ~\$130 (10); ~\$100 (500+)alibaba.com	Elevata precisione e stabilità: deriva angolare molto bassa (tipicamente usato in INS, applicazioni aerospaziali). • Uscite calibrate e compensazione termica interna – funzionamento consistente -40/+85 °C. • Aggiornamento fino a 2 kHz, ideale per catturare ogni minima mossa della sonda.	Costo estremamente elevato per unità, soprattutto in prototipi (ordine qualche centinalo \$)analog.com. • Form factor più grande e alto (modulo con chip su scheda e casing) – può essere difficile da integrare in una piccola sonda handheid. • No magnetometro integrato: è un 6DoF puro; per riferimento assoluto occorre modulo magnetico esterno.	• Per Eco3D, giustificato solo se si richiede tracking finissimo senza reset esterni: es. applicazioni interventistiche dove l'errore angolare deve restare <0.1° in vari secondi. • Potrebbe essere usato sull'unità centrale per un riferimento globale stabile, combinato con IMU più economiche su sonde. • Latenza minima, affidabilità alta – ma integrazione fisica da valutare (forse non sul probe stesso per via dimensioni).
Mini-tracker ottico NDI Polaris	NDI (Canada)	Tracking ottico infrarosso: telecamera stereoscopica + marcatori attivi/passivi. Precisione posizionamento ~0.25 mm a corta distanza. Frequenza tracking ~60 Hz. Utilizzato in navigazione chirurgica.	~\$30k (sistema); n/d per 10+ (non scalabile)	Alta accuratezza globale: fornisce posizione 3D assoluta dei marcatori (no drift). Già usato in applicazioni medicali (biopsie guidate, ecc.), validato clinicamente. Permette tracking di strumenti (es. ago con marcatori) in sincrono con imaging.	Inadatto a integrazione portatile: setup ingombrante (telecamera esterna fissa), costo proibitivo per prodotto consumer/PCC. • Richiede campo visivo libero; occlusioni e linea di vista possono interrompere tracking – poco robusto se l'utente copre i marker. • Frequenza relativamente bassa (60 Hz) rispetto dinamica mano umana e ultrasuoni (>>100 Hz).	Non pensato per Eco3D portatile standard, ma può essere considerato per validazione: es. verificare la bontà del tracking IMU-ToF confrontandolo con un gold standard ottico in fase di test prototipi. • In uso clinico Eco3D, potrebbe essere opzionale per applicazioni interventistiche di alta precisione (come descritto nel caso di biopsia renale con marker otticofile-cvczt73dst2uoppzdic53f). • Latenza modesta (~16 ms), ma non zero; fusione con IMU onboard necessaria per interpoli ad alta freq.

Nota: La soluzione di tracking prevista per Eco3D combina IMU on-probe + misure di distanza ultrasonora tra sondefile-cvczt73dst2uoppzdic53f. In pratica, ciascuna sonda fornirebbe orientamento relativo in tempo reale (IMU) mentre impulsi ultrasonici dedicati tra le sonde misurerebbero la distanza e correggerebbero la deriva. Pertanto, l'accuratezza inerziale richiesta può essere mitigata da queste correzioni: IMU economiche (es. LSM6DSOX) possono bastare se integrate in un buon filtro di fusione. Tuttavia, per migliorare la robustezza, si può considerare l'uso di doppio sensore (ad es. combinare un IMU economico e un secondo giroscopio di riferimento come ADIS su unità centrale) o l'aggiunta di riferimenti esterni (magnetici o ottici) in situazioni particolari. In ogni caso, è fondamentale una stretta sincronizzazione temporale tra letture IMU e acquisizioni ecografiche, per cui moduli a bassa latenza e output rate elevato (1 kHz+) sono preferibili.

Display per Visualizzazione (Standard vs VR/AR)

Per visualizzare l'immagine ecografica volumetrica navigabile prodotta da Eco3D, si possono seguire due approcci: **display tradizionale** (monitor/tablet) oppure **dispositivi AR/VR** per una visualizzazione volumetrica immersiva/interattiva. In questa categoria includiamo schermi compatti ad alta luminosità (utili per un'unità portatile) e visori AR/VR che potrebbero sovrapporre il volume 3D al campo visivo del medico (come accennato nel brevetto, es. HoloLens 2 nella biopsia renalefile-cvczt73dst2uoppzdic53f). La tabella seguente confronta opzioni chiave:

Display / Visore	Produttore	Tipo & Specifiche Chiave	Prezzo (unità)	Pro	Contro	Utilizzo in Eco3D
LCD 10" 1000 nit (1280×800)	Litemax / Riverdi (EU)	Schermo LCD TFT 10.1" industriale, risoluzione 1280×800, form factor openframe. Luminosità ~1000 cd/m² (leggibile in piena luce)litemax.com, contrasto 800:1. Opzioni touch capacitivo. Alimentazione 12 V.	~\$150 (1u); ~\$120 (10u); ~\$80 (100u)	Alta luminosità: utilizzabile in ambienti clinici ben illuminati o all'aperto senza perdere visibilità <u>litemax.com</u> • Touchscreen integrabile per interfaccia utente (es. regolare parametri, manipolare volume 3D sul display). Standard industriale: robusto, range temp esteso, lunga disponibilità garantita.	Risoluzione solo HD (~150 PPI su 10") – potrebbe limitare la finezza nella Visualizzazione di dettagli volumetrici. Consumo relativamente alto (schermi ad alta luminosità ~8-10 W). Ingombro: 10" potrebbe rendere l'unità Eco3D meno portatile se integrato; potrebbe essere più adatto come schermo esterno o dock.	Scenario d'uso: visualizzazione 2D/3D su carrello o tablet allegato al dispositivo Eco3D, per consultazione immediata del volume ricostruito. Compatibilità: interfacciabile via HDMI/MIPI dalla unità di calcolo; possibilità di montaggio su braccio snodato vicino al paziente. Non fornisce percezione della profondità direttamente (visione stereoscopica assente), ma può mostrare slicing o rendering 3D manipolabile via touch.
OLED Microdisplay 1.3" (dual 4K)	Sony Semiconductor (JP)	Micro-OLED 4K×4K per occhio @120 Hz <u>reddit.com</u> , diagonale ~1.3". Utilizzato in visori VR/AR di ultima generazione per altissima densità (≥3000 ppi). Offre contrasto elevatissimo e colori reali.	(Integrato in visori, non venduto stand- alone; stima cost \$300 per coppia in bulk)	• Risoluzione eccezionale in formato piccolo – adatto a visori leggeri ad alta definizione (i volumi 3D apparirebbero con dettagli fini).• OLED: contrasto "vero nero" utile per distinguere strutture ecografiche semitrasparenti su sfondo scuro.• Frequenza 120 Hz: consente refresh rapido, riducendo lag e motion sickness in AR/VR.	Componente da integrare: richiede un progetto di visore dedicato o l'uso in soluzioni esistenti – complesso da utilizzare standalone. FOV limitato dal singolo display: servono ottiche avanzate (lenti) per ampliare campo visivo nel visore finale. Costo elevato e fornitura potenzialmente limitata ai grandi produttori (Sony fornisce ad OEM visori, meno accessibile a piccole produzioni).	• Rilevanza diretta per Eco3D se si considera di sviluppare un proprio visore AR o collaborare con produttori di visori per integrare la visualizzazione volumetrica Eco3D. • L'utilizzo tipico sarebbe in un HMD (headset): Eco3D invierebbe i dati volume al visore (via HDMI/DP) che li mostra stereoscopicamente. • Garantisce la massima immersione: l'operatore potrebbe "vedere" l'anatomia in 3D direttamente sovrapposta (in AR) o esaminabile (in VR), migliorando l'intuizione spaziale.
Microsoft HoloLens 2 (AR) <u>vr-</u> compare.com	Microsoft (USA)	Visore AR standalone: CPU Snapdragon 850, display olografici 2× 1440×356 @ 60Hzvr-compare.com, campo visivo ~43°×29° (diag. 52°)en.wikipedia.org. Tracciamento inside-out (4 cam), gesture, eye-tracking. Peso ~566 g. Batteria 2–3 h. Conn. Wi-Fi/BT.	~\$3500 (enterprise) <u>vr-</u> compare.com	Hands-free AR: sovrappone oggetti 3D al mondo reale – es. permette di vedere l'immagine volumetrica "galleggiare" sul paziente, come descritto nel brevetto (ago e bersaglio in overlay)file-cvczt73dst2uoppzdic53f. • Standalone: nessun PC esterno, connettività wireless – Eco3D può inviare dati volume via Wi-Fifile-cvczt73dst2uoppzdic53f e il visore li visualizza. • Maturità: dispositivo commerciale usato in medicina (es. olografia chirurgica), robusto, con certificazione ed ecosistema (Unity, MRTK) per sviluppo app custom.	• Risoluzione e FOV limitati rispetto a visori VR high-end – l'immagine 3D potrebbe apparire a bassa trasparenza e dettagli moderati (43° FOV copre solo parte del campo visivo dell'utente). • Prezzo molto alto, pensato per enterprise (incide sul costo complessivo del sistema Eco3D se incluso). • Origine USA (non esclusivo, ma da considerare in contesto supplychain).	Compatibilità Eco3D: già testimoniata dallo scenario d'uso del brevettofile- cvczt73dst2uoppzdic53f. L'unità Eco3D può inviare il volume ricostruito al HoloLens via Wi-Fi (usa interfacce standard es. streaming UWP app). Permette visualizzazione volumetrica interattiva: il medico può ispezionare il volume ecografico nello spazio, migliorando comprensione 3D senza perdere il contatto visivo col paziente (vantaggio AR). Latenza aggiuntiva: ~180 ms end-to-end targetfile-cvczt73dst2uoppzdic53f, HoloLens 2 accetta rendering remotizzati ma occorre ottimizzare (rete Wi-Fi ac/ax con <50 ms, rendering 60 Hz stabilito).
Varjo XR-3 (MR)	Varjo (Finlandia)	Visore Mixed Reality tethered: Display dual aperti (full-frame passthrough camera). Risoluzione ultra- alta: fuoco centrale 70 PPD (~>3000×3000 per occhio equivalente), FOV ~115° diag. Richiede PC esterno potente (connessione Thunderbolt). Prezzo ~\$5495 + licenza annuavr- compare.comroadtovr.com.	~\$6000 (+\$1500/anno)	Qualità d'immagine senza pari: dettagli fini del volume ecografico visibili come su monitor 2D, ma in 3D stereoscopico – utile per analisi diagnostica dettagliata. • FOV ampio e passthrough a colori ad alta fedeltà: possibile vedere il paziente e l'ologramma volumetrico con allineamento preciso e naturalezza. • Tracking preciso integrato (SteamVR base stations) per posizionare volume nello spazio.	Costo e complessità altissimi: richiede anche un PC con GPU di fascia enthusiast per funzionare (ulteriore peso/costo). • Non standalone: cavi e setup limitano la mobilità – meno adatto al point-ofcare, più a laboratorio o ambiente controllato. • Non progettato specificamente per uso medicale sterile (un operatore	Più che per prodotto finale Eco3D portatile, il Varjo XR-3 può essere usato come benchmark di visualizzazione: dimostrare la massima qualità possibile di volume 3D Eco3D in studi sperimentali o demo a stakeholder, evidenziando ciò che è tecnicamente raggiungibile in termini di visualizzazione volumetrica. Volumetrica. Non pratichissimo per uso clinico quotidiano, ma potrebbe trovare impiego in planning pre-operatorio o teleconsulto, dove un radiologo esamina volumi Eco3D con il massimo dettaglio in VR/AR immersiva. Latenza legata allo streaming dal PC, ma gestibile con connessioni dirette.

					dovrebbe indossare il visore ingombrante). • Non vero AR interattivo 3D: manca posizionamento nello spazio dell'ologramma (niente depth sensor	Potrebbe essere un'opzione alternativa economica per fornire all'operatore una visualizzazione "heads-up": ad esempio, l'ecografista vede un
XREAL (Nre: Air (AR glasses) <u>vr-</u> compare.coi	XReal (Cina)	Occhiali AR tethered: Aspetto simile a occhiali da sole (79 g). Display micro-OLED 1080p per occhio <u>vr-compare.com</u> , 46° FOV, 60 Hz. Nessun tracking 6DoF (solo 3DoF orientation), pensati per visualizzare uno schermo virtuale "grande" collegati a smartphone/PC (USB-C video).	~\$380 (retail)	Estremamente portatili e accessibili: facile da indossare, costo sotto i 500 €, compatibili con smartphone – potrebbe permettere ad Eco3D di utilizzare un cellulare come elaboratore+schermo AR leggero. • Buona risoluzione (1080p per occhio) considerando la compattezza; ottimo per visualizzare immagini 2D o rendering 3D semplificati in testa all'utente. • Nessuna fonte USA (prodotto cinese), ampia disponibilità consumer.	o tracking posizionale) – in pratica lo schermo segue sempre la testa, non rimane fisso sul paziente.• Campo visivo limitato (~46°); utile per display flottante ma non per immersive AR su larga area.• Funziona solo collegato a dispositivo compatibile via cavo (lo smartphone/PC deve generare l'immagine, occhiali fungono da monitor).	monitor virtuale tramite gli occhiali mentre muove le sonde, senza distogliere lo sguardo dal campo (ma non vede l'immagine fusa nell'anatomia, solo in un pannello).* Per Eco3D, questi occhiali potrebbero collegarsi alla unità di calcolo (via HDMI/USB-C) e mostrare l'interfaccia ecografica volumetrica in grande formato virtuale, migliorando ergonomia rispetto a guardare un monitor fisico.* Latenza bassa (display diretto); però senza tracking 6DoF, non consente overlay preciso su paziente – è più un sostituto del monitor classico.

Nota: L'inclusione di un display dipende dalla configurazione finale di Eco3D. Un approccio modulare potrebbe offrire sia un schermo integrato (o tablet connesso) per un utilizzo classico tipo ecografo portatile, sia l'opzione di output verso visori AR/VR per applicazioni avanzate (es. navigazione interventistica aumentata). Il brevetto prevede connettività Wi-Fi/Bluetooth per collegare dispositivi di visualizzazione anche indossabilifile-cvczt73dst2uoppzdic53f, quindi è opportuno scegliere unità di calcolo con capacità wireless adeguata e standard aperti. In termini di sviluppo, un visore come HoloLens 2 offre un buon compromesso tra interattività volumetrica e praticità (nessun filo, supporto software); tuttavia, il costo lo rende probabilmente accessorio opzionale. Per il prodotto core Eco3D, un display touch ad alta luminosità integrato o un collegamento a tablet potrebbe essere la scelta primaria per contenere costi, riservando l'AR a kit avanzati o future estensioni del sistema.

Batterie e Moduli di Alimentazione Compatti

Eco3D, essendo concepito anche per impieghi portatili e point-of-carefile-cvczt73dst2uoppzdic53f, necessita di un'alimentazione a batteria efficiente e sicura. La sfida è fornire sufficiente energia per far funzionare 2 sonde + unità di calcolo (target ~2.8 kg totali dispositivo+sondefile-cvczt73dst2uoppzdic53f, quindi batteria di qualche centinaio di grammi max) garantendo almeno 1–2 ore di scansione continua. Si valutano di seguito le migliori opzioni di batterie ricaricabili compatte e relativi moduli di gestione/erogazione di potenza:

Batteria / Modulo	Produttore	Specifiche Chiave	Costo (proto / 10 / 100+)	Pro	Contro	Compatibilità Eco3D
Pacco Li-ion 4S (18650 ×4)	Panasonic (JP) / LG (KR)	Batteria Li-ion 14.4 V composta da 4 celle 18650 in serie (es. Panasonic NCR18650B 3400 mAh clascuna). Energia ~49 Wh (3.4 Ah @14.4 V). Circuito BMS per bilanciamento e protezione. Formato cilindrico; modulare (celle sostituibili).	~\$40 (costruito 1u); ~\$25 (10u); ~\$15 (100+)	Alta densità energetica: celle 18650 di qualità ~243 Wh/kgbatterybro.com, permettono pacchi leggeri e compatti.• Standard diffuso ed economico in volume; affidabilità elevata (chimiche NCA/NMC testate in consumer elettronics).• Tensione 14.4 V adatta a alimentare direttamente molti componenti (dopo step-down); correnti moderate per 50–100 W erogati.	Formato cilindrico poco flessibile in forma: necessita vano batterie dedicato, può aumentare spessore dispositivo. Richiede un buon sistema di gestione termica: ad alti carichi le celle possono scaldare (ma Eco3D ~30 W medio dovrebbe essere ok). Necessità di BMS: protezione sovraccarico, bilanciamento celle, ecc., da integrare (componenti aggiuntivi).	Scelta plausibile per Eco3D: un pack 4S1P 18650 offre ~1.5~2 ore di operatività se il sistema assorbe ~25~30 W.• Footprint: 4 celle 18650 = ~70×74×20 mm assemblate, peso ~200 g – compatibile col peso target. • Facilmente sostituibile o scalabile (es. versione 452P per raddoppiare capacità se tollerato aumento peso).
Batteria Li-Po 3S 11.1 V 5000 mAh	Hobby/Dinogy (CN)	Batteria ai polimeri di litio a 3 celle (3S) nominal 11.1 V, capacità 5 Ah. Erogazione continua elevata (tipico 10-15 C), connettore XT o JST. Energia ~55 Wh. Sagomabile in forma piatta (es. busta 135×42×15 mm).	~\$60 (1u); ~\$35 (10u); ~\$20 (100+)	• Formato flessibile: pacchi LiPo prismatici possono essere sottili e adattarsi al design ergonomico (es. sul retro dell'unità Eco3D).• Alte correnti di picco supportate – utile per eventuali assorbimenti transienti (es. trasmissione simultanea ultrasuoni da più canali).• Buona capacità (5 Ah) in volume contenuto, offrendo ~2+ ore di autonomia a 25 W medi.	Chimica LiPo più delicata: maggiore rischio gonfiaggio/degrado se non gestita ottimamente (cicil di vita ~300-500, inferiore a cilindriche di qualità). Tensione 11.1 V potrebbe richiedere step-up per componenti che necessitano 12 V+ (ventole, display industriali, ecc.). Necessita involucro protettivo robusto in dispositivo medicale (LiPo meno protette meccanicamente delle celle cilindriche).	Integrabile in Eco3D specie se si vuole un design slim: una batteria LiPo piatta sul fondo del device, con elettronica sopra. Peso ~350 g per 5Ah 11.1V – accettabile ma più pesante rispetto 18650 equivalenti (in parte per extra involucro e cablaggio). Richiede un modulo di gestione carica dedicato (es. chip charger stepdown da 19 V esterno a 3S). Latenza di alimentazione nulla (erogazione diretta), ma attenzione a ripple in alimentazione per imaging stabile.
Batteria LiFePO ₄ 4S 4200 mAh	A123 / CATL (CN)	Pacco Litio-Ferro-Fosfato 4 celle 13.2 V nominale, capacità ~4.2 Ah. Energia ~55 Wh (simile a LiPo) ma con maggiore peso/volume (energia specifica ~100 Wh/kg). Cicli di vita >2000. Sicurezza elevata (non combustibile facilmente).	~\$80 (1u); ~\$50 (10u); ~\$30 (100+)	Sicurezza: chimica molto stabile termicamente, ridotta propensione a incendi (importante in dispositivi medici per certificazioni). • Longevità: la batteria regge molti più cicli, utile per apparecchi usati quotidianamente (minori sostituzioni). • Mantiene la capacità meglio a varie temperature e ha scarica piatta (voltaggio stabile fino a esaurimento).	Densità energetica inferiore: batteria più pesante (~2*) per la stessa energia – penalizza peso Eco3D se usata della stessa Wh. Tensione nominale leggermente più bassa (13.2 V vs 14.4 V Li-ion) – in pratica non un grosso impatto, ma va considerato per dimensionamento DC-DC. Costo leggermente superiore per cella e meno fornitori mainstream per pacchi piccoli.	Potrebbe essere scelta se la sicurezza elettrica è prioritaria (Class II medicale): minor rischio di runaway termico può semplificare compliance. Un pacco 4S LiFePO ₄ ~55 Wh fornirebbe prestazioni simili a Li-ion 4S in termini di autonomia, con peso però maggiore (~400–500 g). Compatibilità: occorre un caricatore specifico LiFe (cut-off 3.6 V/cella vs 4.2 V). L'elettronica Eco3D ne beneficerebbe in affidabilità, ma occorre valutare se

							il peso extra è accettabile nei requisiti ergonomici.
В	Modulo Power Sank 19 V ricarica rapida)	Anker / Ugreen (CN)	Modulo batteria "power bank" commerciale ad alta tensione: es. batteria da ~74 Wh (4×21700 celle) con uscita 19 V DC/PD 100W. Fornisce direttamente alimentazione ai circuiti Eco3D e si ricarica rapidamente via USB-C PD.	~\$100 (1u); ~\$80 (10u); ~\$50 (100+)	Pronto all'uso: integra celle, BMS, step-up DC/DC e logica di carica – può ridurre tempo di sviluppo (componenti certificati CE/FCC già integrati). Output multi-standard (19 V barrel, USB-PD) – flessibile per alimentare Eco3D e altri accessori. Ricarica veloce (100 W PD) in <1 ora per 74 Wh. Design ottimizzato: case robusto, indicatori LED, protezioni complete implementate.	Non su misura: forma e dimensioni fissate (tipo powerbank laptop, ~170×80×22 mm per 74 Wh) che potrebbe essere ingombrante se integrata o attaccata al dispositivo. Ciclo di vita e qualità dipendono dal produttore; in un prodotto finale potrebbe non essere accettabile "incapsulare" un powerbank consumer (questioni di responsabilità, garanzia). Costo relativamente alto rispetto a componenti grezzi, per via del margine commerciale del prodotto finito.	Potrebbe servire nelle fasi di prototipazione: alimentare l'Eco3D con un modulo esterno standard per test di autonomia e prestazioni, prima di definire la batteria custom definitiva. Per prodotto finale, probabilimente si opterà per soluzione custom integrata, ma si possono prendere spunti (es. supportare ricarica USB-C PD per comodità all'utente). Compatibilità elettrica: l'unità Eco3D dovrebbe accettare ingresso 19 V e avere convertitori interni per le varie linee – in tal caso un powerbank PD può fungere sia da batteria che da caricatore.

Nota: La scelta della batteria andrà bilanciata tra densa energia (Li-ion NMC/NCA) e sicurezza/longevità (LiFePO_a). In ambito medicale, spesso si adottano pacchi standard smart battery (es. Inspired Energy 14.4 V in case plastico intelligente batteryclerk.comultragreenbattery.com) con comunicazione SMBus per monitorare lo stato – queste soluzioni (spesso USA però) facilitano la certificazione ma aumentano i costi. Per Eco3D, una strategia possibile è implementare internamente un circuito di battery management con un chip dedicato (es. Texas instruments BQ serie) e usare celle 18650 o 21700 di qualità automotive (Panasonic, LG) per garantire affidabilità. I moduli di alimentazione a corredo includeranno convertitori DC/DC compatti multi-uscita per generare le varie tensioni: es. un regolatore step-down 14.4 V →5 V/3.3 V per logica digitale, un boost o invertito per alimentare eventuali driver HV dei trasduttori, etc. Sarà importante scegliere componenti power con efficienza elevata (>90%) per minimizzare il calore – magari moduli in tecnologia buck-boost sincrona o anche soluzioni SiC/GaN se servono tensioni elevate con poco spazio (i GaN FET riducono la taglia degli alimentatori switching). Infine, considerare la possibilità di batterie sostituibili (not-swap) se l'uso prolungato è richiesto: ad es. un design con due batterie più piccole utilizzabili alternatamente per non spegnere mai l'unità durante turni lunghi.

Controller, Interfacce e Componenti Elettronici di Integrazione

Oltre a trasduttori, unità di calcolo e sensori, Eco3D richiede vari componenti elettronici di controllo e interfaccia per orchestrare il sistema. Ciò include: **front-end analogico ecografico** (pulser ed amplificatori/ADC per i segnali ultrasuoni), microcontrollori per gestione e I/O, moduli di comunicazione wireless, interfacce di collegamento (USB, etc.), e componenti di supporto (sensori ausiliari, ventole micro-blower, connettori medicali). La matrice seguente presenta i principali componenti di questa categoria con relative opzioni disponibili sul mercato:

Componente	Produttore	Funzione & Specifiche Chiave	Costo (1 / 10 / 100+)	Pro	Contro	Note Compatibilità Eco3D
AFE Ultrasuoni TI AFE5832LP <u>docs.ampnuts.ru</u>	Texas Instruments (USA)	Analog Front-End 32 canali: include amplificatore a basso rumore (LNA), attenuatore controllo (VCAT), PGA 24–30 dB, filtro LP e ADC 14-bit 65 MS/s per ciascun canaleti.com. Consumo ~140 mW/canale (4.5 W tot). Interfaccia dati LVDS o JESD204B ad alta velocitàprnewswire.com.	~\$250 (1); ~\$150 (10); ~\$80 (100+) (stima)	Altissima integrazione: sostituisce decine di componenti discreti con un singolo chip, riducendo spazio su PCB e semplificando design analogico. • 32 canali per chip – per una sonda da 64 elementi bastano 2 AFE, mantenendo dimensioni compatte del front-end. • Prestazioni medicali: 14-bit @ 65 MSps garantiscono gamma dinamica ampia per cogliere segnali deboli con poco rumore; predisposizione per Doppler CW (mixer passivo integrato).	Chip BGA complesso: routing di 32 canali ADC ad alta velocità richiede PCB a più strati e competenze di segnali ad alta frequenza (JESD204B a 5 Gbps). Dissipazione non banale (~4–5 W per chip) – va gestito termicamente, specie se montato in chassis piccolo (possibile necessità di pad termici o mini-heatpipe). Disponibilità: componente high-end, costo ancora significativo in lotti piccoli e lead-time lunghi possibili.	Cuore del front-end Eco3D: consente di collegare direttamente gli elementi delle sonde al sistema digitale. Perfettamente compatibile con sonde multi-elemento reperibili (es. 64–128 canali). • Riduce latenza: digitalizzando localmente, si possono trasferire dati già convertiti al processore (via interfacce seriali) in modo rapido e sincrono. • Footprint: ~15×15 mm BGA – molto compatto per la funzione svolta; consente di creare una scheda front-end da inserire magari nell'impugnatura sonda o nell'unità centrale.
Driver Trasmettitori HV7360	Microchip (USA)	Pulser Ultrasuoni 8 canali: driver ad alta tensione (fino 150 Vpp) per pilotare cristalli piezo. Rise time <30 ns, controllo via logica TTL. Permette di generare burst ad alta energia per l'emissione ultrasonica. Più chip possono coprire decine di canali TX.	~\$10 (1); \$6 (10); \$3 (100)	Essenziale per pilotaggio PZT: può fornire l'impulso energico necessario a eccitare gli elementi ultrasonori con ampiezza e velocità controllate. 8 canali per chip con package piccolo – buona densità e scalabilità (es. 4× HV7360 per 32 canali TX). Integrazione con AFE: spesso usato insieme a front-end Ti/ADI, semplificando design di riferimento.	Richiede alimentazione ad alta tensione dedicata (es. +75 V e -75 V rails) – complicando lo stadio di alimentazione e sicurezza (isolamenti). Dissipa potenza durante i burst – necessita layout PCB attento e forse dissipazione se usato ad alto duty-cycle (Eco3D però userà duty basso, sonde manuali). Origine USA (Microchip), sebbene simili driver HV siano di nicchia con pochi fornitori globali.	Compatibilità Eco3D: indispensabile per implementare la trasmissione multi-elemento sincronizzata. Eco3D potrà modulare gli impulsi e focalizzarli via questi driver. • Footprint: QFN piccolo, può essere montato vicino al connettore sonda per minimizzare induttanze nei collegamenti verso i trasduttori (importante per mantenere forma d'onda). • Bassa latenza: reazione ai trigger digitale <30 ns – trascurabile rispetto ai microsecondi del volo ultrasonoro. Garantisce quindi timing preciso tra emissioni multisonda.
Microcontrollore STM32H743	STMicro (Europa)	MCU 32-bit ARM Cortex-M7 @ 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM, FPU + DSP. Ampia I/O: UART, SPI, I ² C, USB, Ethernet. Può fungere da controller di sistema, gestendo comunicazioni, IMU, coordinamento trigger	~\$20 (1); \$12 (10); \$8 (100)	• Real-time & DSP: latenza di interrupt <1 µs, utile per controllare in tempo reale timing ultrasuoni e acquisizioni, complementando il SoC principale. • Risorse abbondanti: abbastanza	Non adatto per carichi di elaborazione volumetrica o AI – va usato solo per controllo, altrimenti potrebbe saturarsi. Richiede sviluppo firmware dedicato (C/C++) e validazione IEC 62304	Integrazione Eco3D: si può impiegare come "controller embedded" per funzioni di basso livello: leggere sensori (IMU, pulsanti), pilotare LED, controllare alimentazione, e soprattutto generare segnali di trigger sincroni per i moduli AFE/pulser e time-stamping datl. • Permette

		ultrasuoni, interfaccia utente di base.		RAM e periferiche per fare da "supervisore" del sistema, mantenendo il SoC principale concentrato su elaborazione pesante. * ST è europeo, ampia documentazione e community, librerie HAL e middleware (RTOS, USB stack) disponibili.	(essendo parte del controllo di dispositivo medicale). • Consumo ~120 mA @ 480 MHz – modesto ma non trascurabile su batteria se sempre attivo (necessario comunque per attività realtime).	isolamento dal sistema operativo principale: anche se l'OS del SoC ritarda, l'STM32 può assicurare che i frame US vengano acquisiti regolarmente (safety layer). • Facilita interfacciamento con hardware legacy: es. invio di pacchetti DICOM via Ethernet hospital network, o gestione di un display secondario, ecc., scaricando compiti dal core high-level.
Modulo Wi-Fi 6 + BT (u-blox NORA-W3) <u>u-blox.com</u>	u-blox (Svizzera)	Wireless module tri-radio: Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4/5 GHz 1×1 fino a 600 Mbps + Bluetooth 5.3 LE. Interfaccia via SDIO/SPI o USB. Formato LGA 10×14 mm. Supporto modalità AP e Clientu- blox.com. Ideale per streaming dati ad alta velocità e collegamento con visori o tablet.	~\$15 (1); \$10 (10); \$6 (100)	Alta velocità e bassa latenza: Wi-Fi 6 offre throughput elevato e gestione efficiente del traffico, utile per inviare in tempo quasi-reale il volume 3D a un display remoto (es. visore ARJublox.com.* Dual-mode: può servire sia per comunicazione con sonde (se wireless) sia con display/app, grazie a modalità Access Point simultanea.* u-blox è europeo; moduli certificati a livello radio (sempiffica passaggi CE/FCC del dispositivo).	Integrazione richiede antenna(e) sul dispositivo Eco3D con attento design RF per garantire portata e throughput in ambienti ospedalieri affoliati di segnali. Assorbimento non trascurabile a pieno carico WiFi (-hundreds of mA) – impatto su batteria se streaming continuo di volumi. Necessità di driver compatibili con OS scelto (Linux) e potenziale tuning di performance.	Compatibilità: assolutamente in linea con i requisiti Eco3D di connettività wirelessfile-cvczt73dst2uoppzdic53f. Permetterà di implementare features come invio DICOM/PACS in wireless, collegare HoloLens o tablet senza cavi, e anche aggiornamenti OTA del firmware. Footprint ridotto: facile da posizionare su PCB principale. Potrebbe essere modular per diverse versioni (es. modello base senza WiFi vs modello avanzato con AR support). Con BT5 integrato, può gestire accessori (es. un controller remoto, o streaming BLE di piccoli dati vitale). Latenza Wi-Fi ~ <10 ms aggiuntivi su rete locale – ottimo per tenere latenza globale <180 ms come richlesto.
Controller di Carica BQ40Z80	Texas Instruments (USA)	Battery Management Unit a 4 celle: monitora tensioni, SoC, bilanciamento attivo celle, protezioni (sovracorrente, T°). Comunica via SMBus/l²C lo stato batteria. Indispensabile per pacco Li-ion smart.	~\$5 (1); \$4 (10); \$3 (100)	Sicurezza e precisione: assicura che le celle della batteria Eco3D siano gestite in modo ottimale e sicuro (critico per dispositivi medicil). • Stima accurata dello State of Charge e health, utile per mostrare all'utente autonomia residua e pianificare ricariche. • TI è leader in gestione batterie, con algoritmi di gauge avanzati (compensano effetti temperatura, invecchiamento).	È un componente di supporto, richiede implementazione attenta del circuito di potenza attorno (mosfet, resistenze sensing, eeprom per parametri) e calibrazione iniziale. Origine USA – anche se si tratta di IC prevalentemente insostituibili in questo ruolo (alternative sono Analog Devices/LTC, Microchip). Va certificato che il firmware interno soddisfi requisiti di affidabilità (failsafe battery management, altrimenti rischio di spegnimento improvviso).	Compatibilità Eco3D: elevata. Un modulo così sarebbe integrato nel battery pack interno o sulla main board per gestire la "smart battery" del dispositivo. Permette al software Eco3D di leggere comodamente % batteria e stato salute, integrandolo nell'interfaccia utente (es. notifiche di batteria scarica). Footprint minimo (TSSOP o QFN) ma grandissimo impatto su qualità del prodotto – consigliabile per rendere Eco3D un prodotto a livello di device medicali di fascia alta (nessuno vuole un eco portatile che si spenga senza preavviso in esami critici).

Nota: La selezione di controller e componenti integrativi incide profondamente su come ben "orchestrato" sarà Eco3D. L'AFE ultrasonoro e i driver HV formano il sistema nervoso hardware dell'imaging: componenti come il TI AFE5832LPdocs.ampnuts.ru garantiscono che i segnali analogici dagli array siano digitalizzati con fedeltà e tempismo, condizione necessaria per alimentare l'algoritmo AI con dati di qualità. Un microcontrollore di sistema (come STM32) funge da "direttore d'orchestra" assicurando che tutte le parti (trasduttori, IMU, computing unit, display) lavorino sincrone – ciò è particolarmente importante in un dispositivo multi-sonda come Eco3D. Interfacce wireless avanzate (Wi-Fi 6) e cablate (USB-C, Ethernet) assicurano espandibilità e connettività, fattori chiave per integrarsi nei flussi di lavoro clinici esistenti (DICOM, telemedicina)file-cvczt73dst2uoppzdic53f. Infine, i moduli di power management garantiscono che tutta questa elettronica sia alimentata in modo stabile e sicuro: un design di alimentazione ottimale evita disturbi nei segnali (critico per ultrasuoni) e protegge sia il paziente che il dispositivo da guasti elettrici.

In sintesi, la tabella sopra evidenzia come ogni componente contribuisce alla compatibilità complessiva con Eco3D: l'obiettivo finale è un sistema ben integrato dove hardware e software coesistono armoniosamente. La scelta accurata di tali componenti – con un occhio a miniaturizzazione, prestazioni e costo – fornirà una solida base per realizzare il prodotto finale e faciliterà le fasi successive di stima costi industriali e certificazione.

Citazioni

<u>Matrix Array Transducers for Volume Imaging - Verasonics</u>https://verasonics.com/matrix-array/

[PDF] Volume Imaging Solutions - Verasonicshttps://verasonics.com/wp-content/uploads/2024/11/Vantage-NXT-Volume-Imaging-Solutions-November-2024.pdf

Innovative CMUT & PMUT Technologies | Vermonhttps://vermon.com/cmut-pmut-technologies/

Innovative CMUT & PMUT Technologies | Vermonhttps://vermon.com/cmut-pmut-technologies/

Innovative CMUT & PMUT Technologies | Vermonhttps://vermon.com/cmut-pmut-technologies/

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

<u>Versatile OEM USB Ultrasound Probes</u> <u>Vermonhttps://vermon.com/oem-usb-probe/</u>

 $\underline{\textbf{Versatile OEM USB Ultrasound Probes} \ | \ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Nermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon.com/oem-usb-probe/}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon.com/oem-usb-probe/}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon.com/oem-usb-probe/}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon.com/oem-usb-probe/}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon.com/oem-usb-probe/}} \\ \underline{\textbf{Vermon}} \\ \underline{\textbf{Vermon}}$

Versatile OEM USB Ultrasound Probes | Vermonhttps://vermon.com/oem-usb-probe/

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

NVIDIA Orin: bring your next-gen Al products with Jetson AGX Orin ...https://www.seeedstudio.com/blog/2022/04/24/nvidia-orin-bring-your-next-gen-ai-products-with-jetson-agx-orin-and-nx-orin/?srsltid=AfmBOoo355iVFAM-7AU1N05bug7l3-MrGBMHkOs4U19nQZltFg0nph74

Rockchip RK3588 specifications revealed - 8K video, 6 TOPS NPU ...https://www.cnx-software.com/2020/11/26/rockchip-rk3588-specifications-revealed-8k-video-6-tops-npu-pcie-3-0-up-to-32gb-ram/

[PDF] Rockchip RK3588 Datasheet - FriendlyELEC WiKihttps://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/e/ee/Rockchip_RK3588_Datasheet_V1.6-20231016.pdf

Zynq UltraScale+ | iVeia | Computer chipshttp://www.iveia.com/atlas-ii-z8

TI introduces the first 16-channel medical ultrasound AFE families ...https://www.prnewswire.com/news-releases/ti-introduces-the-first-16-channel-medical-ultrasound-afe-families-enabling-maximum-system-efficiency-300171543.html

<u>AMD Zynq UltraScale+ Semiconductors - Mouser Electronics</u>https://www.mouser.com/c/semiconductors/?

Hailo-8 M.2 Al Accelerator Module, Based On The ... - Wavesharehttps://www.waveshare.com/hailo-8.htm

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

9-Axis IMU - REV Roboticshttps://www.revrobotics.com/rev-31-3332/

 $\textbf{ADI Inertial navigation sensor ADIS16470 IMU gyroscope} \ ... \textbf{https://www.alibaba.com/product-detail/ADI-Inertial-navigation-sensor-ADIS16470-IMU-1600984528303.\textbf{html}}$

ADIS16470 Datasheet and Product Info - Analog Deviceshttps://www.analog.com/en/products/adis16470.html

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

10.1" High brightness, Sunlight Readable LCD | 1015-V - Litemaxhttps://www.litemax.com/product-detail/1015-V-durapixel-industrial-display/

10.1" High brightness, Sunlight Readable LCD | 1015-V - Litemaxhttps://www.litemax.com/product-detail/1015-V-durapixel-industrial-display/

Synaptics 4K Micro OLED VR Display Driver enables affordable 1.3

...https://www.reddit.com/r/virtualreality/comments/1dororj/synaptics_4k_micro_oled_vr_display_driver_enables/

Microsoft HoloLens 2: Full Specification - VRcomparehttps://vr-compare.com/headset/microsofthololens2

 $\textcolor{red}{\textbf{HoloLens 2 - Wikipedia}} \textbf{https://en.wikipedia.org/wiki/HoloLens 2}$

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

 $\textbf{Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdf} file://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53ff}$

<u>Varjo XR-3: Full Specification - VRcomparehttps://vr-compare.com/headset/varjoxr-3</u>

Varjo Announces XR-3 and VR-3 Headsets - Specs, Price, Release ...https://www.roadtovr.com/varjo-xr-3-vr-3-announcement-specs-release-date-price/

Nreal Air: Full Specification - VRcomparehttps://vr-compare.com/headset/nrealair

Bozza Brevetto Eco3D o 4D a questo punto? 9-05-25.pdffile://file-CvCZt73dst2uopPZDiC53f

Comparing Panasonic A, Panasonic B, Sanyo, and Ultrafire cellshttps://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/96816774-comparing-panasonic-a-panasonic-b-sanyo-and-ultrafire-cells

 $\underline{\textbf{Inspired Energy Medical Replacement Battery - Battery Clerk.com}} \\ \underline{\textbf{Inspired Energy Medical Replacement Battery - Battery Clerk.com}} \\ \underline{\textbf{Inspired Energy Medical Replacement Battery - Battery Clerk.com}} \\ \underline{\textbf{Inspired Energy Medical Replacement Battery - Battery$

UGB New NH2054 Battery For INSPIRED ENERGY NH2054RG ...https://www.ultragreenbattery.com/product/ugb-new-nh2054-battery-for-inspired-energy-nh2054rg-nh2054mi31-nh2054hd31-battery-14-4y?srsltid=AfmBOorAug_o3JglDtqoqVxfWaluMiolK8Mne0xoPNUVDIMDzteUUezE

[PDF] AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable ...https://docs.ampnuts.ru/ti.com.datasheet/AFE5832LP/Application_note_SBAA297.PDF

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{[PDF] AFE5818 16-Channel, Ultrasound, Analog Front-End with 140mW ...} https://www.ti.com/lit/gpn/AFE5818 16-Channel, Ultrasound, Analog Front-End With 140mW ...} https://www.ti.com$

MAYA-W2 series - u-bloxhttps://www.u-blox.com/en/product/maya-w2-series



Tutte le fonti

 $\underline{verasonics vermon Bozza\ Br...05-25.pdf see edstudiocnx-software wiki.friendly elecive iaprnews wire mouser wave share revrobotic salibabaan alog literax reddit vr-compare en. wiki pediaroad to vrbattery brobattery clerkultragreen battery docs. ampnut stiu-blox$



